

# Heron™ IOS

ESCÁNER INTRA-ORAL



**TBR**<sup>®</sup>  
EXCLUSIVAS DENTALES

# Heron™ IOS

El escáner intraoral ultraligero y ergonómico.  
**Eficiencia y sencillez en el día a día.**

El escáner Heron:  
4 ventajas para su consulta.



## DIGITALIZACIÓN

Un proceso rápido e intuitivo realizado por el dentista o el asistente.



## CREACIÓN DE CASOS

Cree y gestione el pedido en pocos pasos.



## ENVÍO DE CASOS

HeronCloud es un módulo de intercambio de archivos fácil de usar para compartir las impresiones digitales con el laboratorio de su elección.



## INTEGRACIÓN CFAO

El software es un sistema abierto, compatible con todos los sistemas CAD dentales abiertos





■ Puntas autoclavables  
**250** veces

■ Rotación en  
**360°**

■ Peso de sólo  
**150g**

■ Escaneo de un arco completo en  
**59** segundos

## Combinar la sencillez con el diseño digital.

Con su software intuitivo, diseñado para una toma de impresión sencilla, rápida y precisa, el Heron™IOS permite a los dentistas entrar con confianza en la era digital.

El software que cuenta con los últimos avances en inteligencia artificial y la plataforma de intercambio HeronCloud™, hacen que Heron™IOS, responda todas sus necesidades de restauración, ortodoncia e implantes.

**HeronCloud** 

**Heron™IOS** exporta a formatos STL, OBJ y PLY, y ofrece integración directa con todos los sistemas CAD/CAM abiertos (DWOS, Exocad,...). Con la posibilidad de exportar localmente o a través de nuestra plataforma dedicada **HeronCloud™** en un solo clic. !



MAPA DE CALIDAD

## MAPA DE CALIDAD

Utilizada junto con el protocolo de escaneo, la herramienta de verificación mapa de calidad permite a los usuarios verificar -en tiempo real- la calidad de los datos adquiridos y, si es necesario, volver a escanear las zonas donde se necesitan más datos.

**¡EL ESCÁNER HERON™IOS SIMPLIFICA SU PRÁCTICA DIARIA!**



# *Servicio de asistencia* **360°**

## **FORMACIÓN A MEDIDA**

Formación personalizada, presencial o a distancia, por nuestro equipo comercial para estar listo desde el primer día.

## **CONFIGURACIÓN PROACTIVA**

Preconfigurado y listo para usar, el equipo **Heron™ IOS** le ofrece una experiencia de usuario mejorada y un compromiso con la innovación continua.

## **UN SOLO PAGO. PARA SIEMPRE.**

Un pago único, sin costes adicionales y sin licencias. Actualizaciones gratuitas, hoy y mañana.

## **ASISTENCIA PERSONALIZADA**

Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición para proporcionarle la asistencia que necesite. Para una experiencia de usuario de confianza.



## ¿Que le parecería elegir una oferta completa?

TBR le ofrece combinar su flujo de trabajo digital completo, abierto y fácil de usar con un sistema de implantes Tissue Level o carillas únicas a medida. Optimice su flujo de trabajo digital y su presupuesto optando por uno de nuestras ofertas completas: implantes Z1 + escáner intraoral o carillas Lumineers + escáner intraoral.

### Implantes Z1®

La máxima comodidad en implantología

La lógica del Z1 es clara: responde con precisión a la anatomía de cada uno de nosotros. Es el único implante a nivel tisular que adapta los materiales de elección, zirconio y titanio, a los tejidos con los que está en contacto.


Ya se han fabricado varias generaciones de implantes Z1 con el mismo objetivo: proporcionarle la mayor comodidad posible en todos los aspectos.

Las carillas Lumineers se fabrican con porcelana Cerinate. Gracias a este material podemos fabricar carillas muy delgadas que permitan ser mínimamente invasivos con los dientes de los pacientes.

El laboratorio Lumineers está completamente preparado para trabajar con el formato digital del escáner Heron.



Implantes Tissue Level con cuello de zirconio



LUMINEERS®

Carillas seguras, estéticas y mínimamente invasivas.

Para más información sobre nuestros productos, visítenos en: [www.tbr.dental/es](http://www.tbr.dental/es)

¿Necesita asesoramiento? Póngase en contacto con nosotros por teléfono en el 96 3318110 o por correo electrónico [españa@tbr.dental](mailto:españa@tbr.dental)

El escáner Heron está fabricado por :

3DISC

3DISC DENTAL CONNECT  
191 avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine - France  
[www.3disc.com](http://www.3disc.com)

El escáner Heron está distribuido por :

TBR  
EXCLUSIVAS DENTALES

Av. de Francia, 19 esc. C piso 1 Puerta 2  
46023 Valencia - España

05 62 16 71 00  
[info@tbrexclusivasdentales.es](mailto:info@tbrexclusivasdentales.es)