

Descubre **Poder** de un
el

DISPENSADOR DE COMPOSITE CALENTADO

Para una temperatura óptima, todos los beneficios* de la aplicación de materiales calentados en la superficie del diente, Compex HD proporciona el flujo perfecto para todos los procedimientos de restauración, incluyendo el moldeo por inyección y la cementación de porcelana.

Compex HD calienta los carpules a 68°C (155°F) en 40 segundos o menos. Se pueden dispensar hasta 100 carpules sin necesidad de recarga.

Este ligero dispensador/calentador todo en uno, ahorra espacio y se utiliza fácilmente de una silla a otra. La rápida inserción y expulsión de la cápsula ahorra tiempo. Control de infecciones mediante fundas de silicona autoclavables y bolsas de barrera incluidas.

**LA FACILIDAD, LA COMODIDAD,
Y EL CONFORT DE COMPEX HD
LO CONVIERTEN EN UN PRODUCTO
IMPRESINDIBLE PARA SU CLÍNICA.**

*Referencias de investigación en www.addent.com



Compex HD™

DISPENSADOR DE COMPOSITE
TERMO ASISTIDO

43 Miry Brook Road • Danbury, CT 06810 • (203) 778-0200

AdDent
INCORPORATED

Advancing Dental
Excellence

ISO 9001 CERTIFIED & 13485 COMPLIANT | ALL PRODUCTS ARE FDA CLEARED

Made in the USA | www.addent.com

COMPEX HD™

Compex HD™ utiliza la última tecnología PTC para calentar rápidamente carpules. AdDent, Inc, la primera empresa en comercializar calentadores de composites, ha replanteado el suministro de composites con el dispensador térmico Compex HD™. Este innovador dispositivo utiliza la tecnología PTC para calentar rápidamente incluso los composites con mucha carga.

- Capaz de calentar rápidamente material compuesto a 68° (155°F)
- El calentamiento del composite disminuye significativamente la viscosidad del material, lo que se traduce en una mejor adaptación, reducción de huecos, brechas y microfugas
- Reduce el tiempo y aumenta la profundidad de la polimerización
- Aumenta la microdureza y reduce el estrés por contracción
- Los materiales siguen siendo muy esculpibles, no se pegan y se moldean fácilmente
- Mejora la estabilidad del color

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo manual ligero y recargable.
- Calienta una amplia gama de carpules.
- Calienta carpules a 68°C en 40 segundos o menos.
- Calienta hasta 100 carpules sin necesidad de recarga.
- Carga y descarga fácil gracias a su mecanismo patentado.
- Funda de silicona y bolsa barrera.
- Corto tiempo de recarga.

BENEFICIOS

- Ligero y cómodo dispensador/calentador todo en uno, ahorra espacio y se utiliza fácilmente de una silla a otra.
- Calienta la mayoría de los composites existentes en el mercado.
- Suministra todo el composite sin pérdida de temperatura.
- No cargar más de una vez por semana.
- La rápida inserción y extracción del carpule ahorra tiempo.
- Minimiza la contaminación cruzada.
- El tiempo de carga completa es de sólo 4 ½ horas.

COMPEX HD™ MEJORARÁ LA COLOCACIÓN EN CUALQUIER PROTOCOLO

Compex HD™ es extremadamente versátil y se adapta a la mayoría de las marcas de composites. Este aparato mejora los rellenos posteriores y las técnicas tradicionales de estratificación incremental. Proporciona todos los beneficios del composite calentado, directamente a la restauración manteniendo la temperatura óptima durante todo el protocolo.

ESTUDIOS DEMUESTRAN LAS VENTAJAS DE CALENTAR EL COMPOSITE

La tecnología de calentamiento de Compex HD™ reduce la viscosidad de todos los materiales de composite, lo que le permite fluir mejor y adaptarse a las paredes de la preparación. Como resultado, se reducen los huecos y las microfugas, lo que a su vez reduce el riesgo de caries secundarias y fallos en la restauración. El material de composite calentado también mejora las propiedades físicas y de manipulación, al tiempo que mejora la estabilidad del color.

Referencias disponibles en www.addent.com

El uso del Compex HD™ para todos sus protocolos de composite, le permite experimentar la eficiencia del procedimiento. Poniendo todos los beneficios del composite calentado en su mano.

DISPENSADOR CALENTADOR COMPEX HD™:

Incluye: Compex HD™ (1) dispensador, (10) fundas de silicona, (25) bolsas barrera y (1) carga de grado médico con cable USB.



Av. De Francia, 19 Esc. C, piso 1º, pta. 2
46023 VALENCIA, España

+34 963 318 110

contacto@tbr.dental

PN: 660603 REV A 202401

AdDent Patented Technology

AdDent
INCORPORATED
Advancing Dental
Excellence

ISO 9001 CERTIFIED & 13485 COMPLIANT | ALL PRODUCTS ARE FDA CLEARED

Made in the USA | www.addent.com