



VAC-TAK™

EL INSTRUMENTO VAC-TAK PARA COMPOSITE Y PORCELANA

El Vac-Tak es un instrumento de colocación de carillas que facilita la manipulación y cementación de carillas delicadas de porcelana o composite. Hay dos tamaños de puntas de succión: grande, para dientes maxilares, y pequeña, para dientes mandibulares. También hay puntas que se adaptan a la guía de luz de 3 mm de un transiluminador Microlux.

- 1 mango autoclavable
- Botella cuentagotas
- 15 puntas de succión grandes
- 15 puntas de succión pequeñas
- 15 puntas de succión grandes para punta Microlux 2 de 3 mm.
- 15 puntas de succión pequeñas para punta Microlux 2 de 3 mm.

El mango y las puntas de succión son autoclavables.

Patent pending

43 Miry Brook Road • Danbury, CT 06810 • (203) 778-0200

AdDent
INCORPORATED

Advancing Dental
Excellence

ISO 9001 CERTIFIED & 13485 COMPLIANT | ALL PRODUCTS ARE FDA CLEARED

Made in the USA | www.addent.com

KIT DE COLOCACIÓN DE CARILLAS VAC-TAK

El Vac-Tak es un instrumento de colocación de carillas que facilita la manipulación y cementación de carillas delicadas de porcelana o composite. Dispone de dos tamaños de puntas de succión - grande, para dientes maxilares y pequeña para dientes mandibulares. También tiene 2 tamaños de puntas de succión para adaptarse a la guía de luz de 3 mm de nuestro transiluminador Microlux.

CARACTERÍSTICAS


- Mango autoclavable
- Puntas de succión de dos tamaños
- Puntas autoclavables
- Las puntas de silicona son transparentes
- Puntas de guía de luz de 3 mm

BENEFICIOS


- Mango ergonómico de fácil sujeción
- Sujeta firmemente las carillas superiores e inferiores
- Las puntas de silicona son reutilizables
- Polimerize a través de las puntas para fijar la carilla al diente y facilitar la retirada de excesos de cemento.
- Sujete y polimerice la carillas con un solo instrumento



Punta grande de silicona para dientes superiores con mango Vac-Tak




Punta de silicona pequeña para dientes inferiores con mango Vac-Tak



Punta de silicona grande para dientes superiores para guía de luz de 3 mm



Punta de silicona pequeña para dientes superiores para guía de luz de 3 mm



TBR
EXCLUSIVAS DENTALES

DISTRIBUIDO POR TBR EXCLUSIVAS DENTALES
Avenida de Francia 19 esc. C piso 1 pta. 2 46023 Valencia - España
Movil: +34 6 15 44 58 06 - Oficina: +34 96 331 81 10
Web: tbr.dental/es - Tienda Online: tbrexclusivasdentales.es



AdDent
INCORPORATED

Advancing Dental
Excellence

Follow us on social media: [f](#) [in](#) [t](#) [v](#) info@addent.com

ISO 9001 CERTIFIED & 13485 COMPLIANT | ALL PRODUCTS ARE FDA CLEARED



Made in the USA | www.addent.com